

**Miska odpařovací porcelánová hluboká**

Odpařovací miska s výlevkou

**Technické parametry**

Maximální teplota použití:

1000 °C



Odpařovací miska porcelánová hluboká

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	42	16	1	P902060
20	50	20	1	P902061
30	63	25	1	P902071
60	80	32	1	P902062
107	81	38	1	P902072
140	94	42	1	P902063
150	100	40	1	P902073
232	112	47	1	P902064
300	132	55	1	P902074