

ČERŇ-MODŘ ERIOCHROMOVÁ R


C.I.15705, eriochromová čern-modř R, Mordant black 17
Indikátor pro chelatometrii

CAS: 2538-85-4

Vzorec: C₂₀H₁₃N₂O₅SNa

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	416,39
Indikátor:	Al, Fe, Zr, Cu, Ca
Pracovní roztok:	0,4 g v 100 ml MeOH nebo EtOH



Čistota	Balení	Katalogové číslo
indikátor	5 g	R.7663.1
indikátor	25 g	R.7663.2
indikátor	100 g	R.7663.3