

Miska odpařovací porcelánová s dřevěným držadlem a víčkem

Odpařovací miska s výlevkou, dřevěným držadlem a víčkem

Technické parametry

Maximální teplota použití:

1000 °C (bez dřevěného držadla)



Odpařovací miska porcelánová s odnímatelným držadlem

Objem (ml)	Průměr misky (mm)	Výška misky (mm)	Průměr víčka (mm)	Výška víčka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
125	75	40	87	30	1	P902101
200	85	45	100	34	1	P902102