

Krabička se stojánky TRACRACK® | HEATHROW SCIENTIFIC

Krabička se stojánky na mikrozkušavky 0,2; 0,5 a 1,5/2,0 ml

- Osm samostatných stojánek uložených v polypropylenové krabičce
- Jednotlivé stojánky lze snadno vyjmout díky zkosení jedné stěny spodního dílu krabičky
- Samostatné stojánky umožňují po vyjmutí z krabičky pracovat jen s vybranými vzorky
- Očíslované pozice otvorů stojánku pro snadnou identifikaci vzorku
- Krabička TRACRACK® s jednostrannými stojánky pro mikrozkušavky 1,5/2,0 ml
- Krabička TRACRACK® Micro s oboustrannými stojánky pro mikrozkušavky 0,2 ml z jedné strany a 0,5 ml z druhé

Technické parametry

Teplotní stabilita:	do -80 °C
Rozměr krabičky :	130 × 130 × 53 mm

Krabička	TRACRACK®	TRACRACK® Micro
Pro mikrozkušavky	1,5 / 2,0 ml	0,2 ml (jedna strana), 0,5 ml (druhá strana)
Kapacita	64 (8 × 8)	96 (8 × 12) pro zkumavky 0,2 ml, 64 (8 × 8) pro zkumavky 0,5 ml
Průměr otvoru	12,3 mm	5,1 mm pro zkumavky 0,2 ml, 7,8 mm pro zkumavky 0,5 ml



Krabička TRACRACK®



Krabička TRACRACK® Micro

Model	Pro mikrozkušavky (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Krabička TRACRACK®	1,5/2,0	1	U120356
Krabička TRACRACK® Micro	0,2 a 0,5	1	U120357