

Míchačka magnetická bez topení MIKRO | VELP

Magnetická míchačka pro míchání roztoků do objemu 5 000 ml

- Kovová konstrukce krytá epoxydovým lakem odolným vůči kyselinám
- Bílá barva povrchu pro snadnou detekci barevných změn při titraci
- Vynikající plynulá analogová regulace i při nízkých otáčkách
- Během míchání nedochází k ohřevu pracovní plochy - ideální pro titrace, mikrobiologii a biochemii
- Prodloužená záruka 3 roky - stačí, když zakoupenou míchačku zaregistrujete do 60 dnů [na stránkách výrobce >>>](#)

Technické parametry

Maximální míchaný objem:	5 000 ml vody
Otáčky:	max. 1 100 ot/min
Výkon:	0,6 W
Napájení:	100-220 V/50-60 Hz
Rozměry (š x h x v):	128 x 120 x 48 mm
Hmotnost:	550 g



Míchačka magnetická bez topení MIKRO

Popis	Katalogové číslo
Míchačka magnetická bez topení MIKRO	X100161