


ETHYLENGLYKOL

1,2-ethandiol, ethan-1,2-diol

CAS: 107-21-1**Vzorec:** C₂H₆O₂**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	62,07
Hustota:	1,11 g·cm ⁻³
Teplota varu:	197 °C
Teplota tání:	- 12,4 °C
Rozpustnost:	1000 g/l (H ₂ O, 20 °C)
Bezp. věty (GHS):	H302

**ETHYLENGLYKOL**

Čistota	Balení	Katalogové číslo
čistý	1 l	E 10301
p.a.	1 l	E 10101

ETHYLENGLYKOL

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, technický	1 l	R.2441.1
min 98 %, technický	2,5 l	R.2441.2
min 98 %, technický	5 l	R.2441.5
min 98 %, technický	10 l	R.2441.3
min 98 %, technický	25 l	R.2441.4
min 99 %, pro syntézu	1 l	R.9516.1

min 99 %, pro syntézu	2,5 l	R.9516.3
min 99 %, pro syntézu	5 l	R.9516.5
min 99 %, pro syntézu	10 l	R.9516.2
min 99 %, pro syntézu	25 l	R.9516.4
ROTIPURAN® min 99,5 %, p.a.	1 l	R.6881.1
ROTIPURAN® min 99,5 %, p.a.	2,5 l	R.6881.2
ROTIPURAN® min 99,5 %, p.a.	5 l	R.6881.4
ROTIPURAN® min 99,5 %, p.a.	10 l	R.6881.3
ROTIPURAN® min 99,5 %, p.a.	25 l	R.6881.5