

## Rukavice vyšetřovací nitrilové modré DONA® | VULKAN-MEDICAL

Bezlatexové jednorázové vyšetřovací rukavice

- Pravolevé jednorázová rukavice se zdrsňenými konečky prstů
- Dobrá odolnost proti chemikáliím
- Jsou klasifikovány jako ochranné rukavice (ISO 2004) a svými kvalitativními parametry odpovídají EN 420, EN 455-1, 2, 3 a EN 374-2, 3 a požadavkům 89/686 EHS, 93/442 EHS
- Zakončené srolovaným lemem
- Rukavice jsou nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu. Jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií I. typu
- Vhodné pro uživatele s citlivou nebo namáhanou pokožkou
- Vhodné pro styk s potravinami
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!

### Technické parametry

Materiál:	nitrilový kaučuk (NBR)
Délka :	240 mm
Nepropustnost dle EN 455-1 :	AQL 1,5
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 6 N
Chemická odolnost podle EN 374:	Level 6* - Chlorhexidin glukonát, 1% Glutaraldehyd, 4% formaldehyd, 3 % peroxid vodíku
Barva:	modrá
Kategorie zdrav. prostředku:	MDR class I (EU 2017/745)



Rukavice vyšetřovací nitrilové modré DONA®

Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo
XS	100	L901805.1
XS	10 x 100	L901805.2
S	100	L901801.1
S	10 x 100	L901801.2
S	200	L901801.3
S	10 x 200	L901801.4

M	100	L901802.1
M	10 x 100	L901802.2
M	200	L901802.3
M	10 x 200	L901802.4
L	100	L901803.1
L	10 x 100	L901803.2
L	200	L901803.3
L	10 x 200	L901803.4
XL	100	L901804.1
XL	10 x 100	L901804.2
XL	200	L901804.3
XL	10 x 200	L901804.4

\*Level 6 - kontakt > 480 minut