

Rukavice vyšetřovací nitrilové zesílené | VULKAN-MEDICAL

Bezlatexové jednorázové vyšetřovací rukavice

- Dobrá odolnost proti chemikáliím a krevním patogenům
- Pravolevé rukavice se zdrsňenými konečky prstů
- Jsou klasifikovány jako ochranné rukavice (ISO 2004) a svými kvalitativními parametry odpovídají EN 420, EN 455-1-4 a EN 374-2, 3 a požadavkům PSA 98/686 EHS a 93/442/EEC
- Zakončené srolovaným lemem
- Rukavice jsou nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu. Jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií I. typu
- Vhodné pro uživatele s citlivou nebo namáhanou pokožkou
- Vhodné pro styk s potravinami
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!

Technické parametry

Délka :	240 mm
Nepropustnost dle EN 455-1 :	AQL 1,5
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 6 N
Chemická odolnost dle EN 374:	Level 6*- 40% hydroxid sodný
Barva:	modrá
Kategorie zdrav. prostředku:	MDR class I (EU 2017/745)



Rukavice vyšetřovací nitrilové zesílené | VULKAN-MEDICAL

Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo
S	100	L901901.1
S	10 x 100	L901901.2
M	100	L901902.1
M	10 x 100	L901902.2
L	100	L901903.1
L	10 x 100	L901903.2
XL	100	L901904.1
XL	10 x 100	L901904.2

*Level 6 - kontakt > 480 minut