

DUSIČNAN STRONTNATÝ**CAS:** 10042-76-9**Vzorec:** Sr(NO₃)₂**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	211,63
Hustota:	2,99 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H272-H315-H319-H335

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, extra čistý	100 g	R.2732.1
min 98 %, extra čistý	500 g	R.2732.2
min 98 %, extra čistý	1 kg	R.2732.3
min 99 %, p.a., ACS	100 g	R.4413.1
min 99 %, p.a., ACS	250 g	R.4413.2
min 99 %, p.a., ACS	500 g	R.4413.3
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	25 g	R.5078.1