

UHLIČITAN OLOVNATÝ**Vzorec:** PbCO_3 **UHLIČITAN OLOVNATÝ**

zásaditý

CAS: 1319-46-6**Vzorec:** $\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb(OH)}_2$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 775,63

Bezp. věty (GHS): H360Df-H302+H332-H373-H410

Balení	Čistota	Katalogové číslo
500 g	min 77,0 % Pb, čistý, srážený	U 14301

UHLIČITAN OLOVNATÝ**CAS:** 598-63-0**Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 267,20

Hustota: $6,6 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

Bezp. věty (GHS): H302+H332-H360D-H373-H410

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, p.a., ACS	50 g	R.2558.4
min 98 %, p.a., ACS	100 g	R.2558.1
min 98 %, p.a., ACS	250 g	R.2558.2
min 98 %, p.a., ACS	500 g	R.2558.3