

**Semimikrováhy Secura® | SARTORIUS**

Precizní ověřené semimikrováhy pro laboratorní vážení s rozlišením 0,01 mg

- Interní, plně automatická, teplotně a časově kontrolovaná "isoCAL" kalibrace
- Volitelně 20 mezinárodních váhových jednotek a 13 různých jazyků menu
- Velký dotykový grafický displej s funkcí SmartTouch a Start Asistent pro snadné ovládání s jednoduchou navigací v menu
- Počítání částic, maximální hodnota, procentuální vážení, kontrolní vážení, hustota, vážení za nestabilních podmínek
- Speciální laboratorní aplikace - míchání, podíl komponent, konverze, statistika
- Ochranný skleněný kryt proti průvanu, kulatá nerezová vážní miska
- Odnímatelný ochranný kryt a vyjímatelná, originálně konstruovaná podlážka vážní komory pro snadné umytí
- Optoelektronický snímač pro kontinuální sledování vodorovného stavu s interaktivní funkcí pro bezchybné nastavení vodorovné polohy
- Přímý transfer dat do programů MS Office (MS Excel, MS Word), programovatelný interval automatického odesílání dat
- Možnost přiřadit váženému vzorku nezaměnitelný alfanumerický identifikační kód a vložit číslo šarže
- Mini USB port pro rychlý přenos dat do PC nebo na automaticky detekovatelnou standardní tiskárnu Sartorius YDP40
- Dokumentace odpovídá požadavkům protokolů podle GLP/GPM
- Tři konfigurovatelné úrovně zabezpečení, zámek proti krádeži, supervizorské přístupové heslo pro zabránění nežádoucí manipulace
- APC funkce (Advanced Pharma Compliance) pro sledování minimální hmotnosti vzorku podle USP a blokování přenosu dat na tiskárnu nebo PC v případě detekce nejistých výsledků vážení
- Prvotní ověření výrobcem (cejch) platné na území EU 2 roky, možnost následného ověření váhy u ČMI

**Technické parametry**

Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

<b>Model</b>	<b>125D - 1CEU</b>	<b>225D - 1CEU</b>
Doba stabilizace	6 s	6 s (60-120 g) 2 s (220 g)
Průměr misky	80 mm	80 mm
Světlá výška nad miskou	218 mm	218 mm
Napájení	12-18 V DC adaptér	12-18 V DC adaptér
Rozměry (š x h x v)	214 x 316 x 376 mm	214 x 316 x 376 mm
Hmotnost	7,8 kg	7,8 kg



Semimikrováha Secura®



Semimikrováha Secura®




Semimikrováha Secura®



Semimikrováha Secura®



Semimikrováha Secura®



Semimikrováha Secura®

Model	Váživost (g)	Rozlišení (mg)	Reprodukovatelnost (mg)	Linearita (mg)	Katalogové číslo
125D - 1	60 / 120	0,01 / 0,01	0,02 / 0,04	0,1 / 0,1	R.CNK4.1
225D - 1	60 / 120 / 220	0,01 / 0,01 / 0,1	0,02 / 0,04 / 0,07	0,1 / 0,1 / 0,2	R.CNK5.1