

**SÍRAN AMONNO-HLINITÝ DODEKAHYDRÁT****CAS:** 7784-26-1**Vzorec:**  $\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 453,33

**SÍRAN AMONNO-HLINITÝ DODEKAHYDRÁT**

Balení	Čistota	Katalogové číslo
500 g	min 99 %, p.a.	S 65101

**SÍRAN AMONNO-HLINITÝ DODEKAHYDRÁT**

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, p.a., ACS	100 g	R.X862.4
min 98 %, p.a., ACS	500 g	R.X862.1
min 98 %, p.a., ACS	1 kg	R.X862.2
min 98 %, p.a., ACS	2,5 kg	R.X862.3