

**KYSELINA FOSFOMOLYBDENOVÁ HYDRÁT****CAS:** 51429-74-4**Vzorec:**  $\text{H}_3[\text{P}(\text{Mo}_3\text{O}_{10})_4] \cdot x \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	1825,25 + x H <sub>2</sub> O
Bezp. věty (GHS):	H314
Teplota skladování:	+4 °C

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min. 99,0 %, p.a., ACS	25 g	R.4440.1
min. 99,0 %, p.a., ACS	50 g	R.4440.2
min. 99,0 %, p.a., ACS	100 g	R.4440.3
min. 99,0 %, p.a., ACS	1 kg	R.4440.7