

OCTAN MANGANATÝ TETRAHYDRÁT

tetrahydrát ethanoátu manganatého

CAS: 6156-78-1**Vzorec:** $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Mn} \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	245,08
Hustota:	1,59 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, čistý	500 g	R.0277.1
min 99 %, čistý	1 kg	R.0277.2
min 99 %, čistý	2,5 kg	R.0277.3
min 99 %, čistý	25 kg	R.0277.7
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	5 g	R.5641.1
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	25 g	R.5641.2