


DIFENYLAMIN-4-SULFONAN BARNATÝ

CAS: 6211-24-1

Vzorec: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	633,88
Indikátor:	redoxní
Barevný přechod (zoxidovaná - redukováná forma):	červenofialová - bezbarvá
Redoxní potenciál E ₀ [V] při pH = 0 a 20 °C:	+0,84 v 1 M H ₂ SO ₄
Pracovní roztok:	0,2 g v 100 ml H ₂ O
Bezp. věty (GHS):	H302+H332



Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a., ACS	5 g	R.2674.1
p.a., ACS	25 g	R.2674.2