

VINAN SODNÝ DIHYDRÁT


CAS: 6106-24-7

Vzorec: $C_4H_4Na_2O_6 \cdot 2 H_2O$

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 230,08

Hustota: 1,81 g·cm⁻³



VINAN SODNÝ DIHYDRÁT

VINAN SODNÝ DIHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	1 kg	V 09101

VINAN SODNÝ DIHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, extra čistý	500 g	R.0254.1
min 99 %, extra čistý	1 kg	R.0254.2
min 99 %, extra čistý	5 kg	R.0254.3
min 99 %, p.a.	500 g	R.T110.1
min 99 %, p.a.	1 kg	R.T110.2
min 99 %, p.a.	2,5 kg	R.T110.3
min 99 %, p.a.	25 kg	R.T110.5
Roti®hydroquant, min 99 % pro odměrnou titraci dle Karl Fischera primární standard	100 g	R.5229.1