


**γ-AMINOPROPYLTRIETHOXYSILAN**APES, APTES, 3-aminopropyltriethoxysilan  
Silylační činidlo**CAS:** 919-30-2**Vzorec:** C<sub>9</sub>H<sub>23</sub>NO<sub>3</sub>Si**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	221,37
Hustota:	0,95 g·cm <sup>-3</sup>
Bezp. věty (GHS):	H314-H302



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro plynovou chromatografii	25 g	R.2328.1
min 98 %, pro plynovou chromatografii	100 g	R.2328.2

APES je vhodný i na silanizaci mikroskopovacích sklíčků, způsobuje lepší přilnavost preparátu ke sklíčku a usnadňuje tak napínání řezů v histologii.