

CYNARIN


1,3-dikaffeoylchinová kyselina
z artyčoku kardového (*Cyanara scolymus*)

CAS: 1182-34-9

Vzorec: C₂₅H₂₄O₁₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	516,44
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
ROTICROM® HPLC min 99 % referenční látka pro HPLC	10 mg	R.4457.1
min 99 %, s podrobnou analytickou dokumentací	10 mg	R.T892.1