Schiffovo činidlo

Pro mikroskopii

- Kyselina fuchsinsiřičitá
- Schiffovo činidlo má široké spektrum využití v PAS reakci, v kombinované PAS rakci s alciánovou modří a jako činidlo detekující aldehydy

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H350
Teplota skladování:	V temnu při pokojové teplotě Po otevření skladujte dobře uzavřené při teplotě 4-8 °C
Vzhled:	Bezbarvá tekutina



Schiffovo činidlo

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	500 ml	sklo	R.X900.1
pro mikroskopii	1 l	sklo	R.X900.2
pro mikroskopii	2,5 l	plast	R.X900.3

Pokud se činidlo zbarví do červena, zlikvidujte ho.