Van Giesonův roztok

Pro vizualizaci pojivové tkáně během barvení Van Giesonovým trichromem a při Elastica Van Gieson barvení

- Aplikace: nejprve se jádra barví Weigertovým železitým Hematoxylinem (R.9192.1), následně je provedeno bavení Van Giesonovým trichromem
- Výsledek: vizualizace jader, pojivové tkáně, cytoplazmy, svalové tkáně a jiných tkáňových komponentů

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	EUH001



Van Giesonův roztok

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	500 ml	sklo	R.3925.1
pro mikroskopii	1 l	sklo	R.3925.2