Wrightův roztok ROTI® HistoGreen

Směs eosinu a methylenové modři, netoxický roztok pro mikroskopii

- Předpřipravený netoxický roztok bez alkoholu k použití ve všech běžných testech krevních nátěrů a nátěrů kostní dřeně
- Produkt z řady ROTI®HistoGreen (důraz na nižší toxicitu a větší šetrnost k uživateli i životnímu prostředí při zachování laboratorní funkčnosti)
- Doporučujeme ředit Pufrovacím roztokem podle Weise (R.3N5)

Technické parametry

Teplota skladování:	15-25 °C (pokojová teplota)
Pracovní roztok:	zředěný 1 : 5



Wrightův roztok ROTI® HistoGreen

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	500 ml	sklo	R.3N54.1
pro mikroskopii	1 l	sklo	R.3N54.2

Před barvením se doporučuje vzorek fixovat po dobu cca 10 min v metanolu nebo cca 1 min v produktu ROTI® SmearFix (R.3N50)